



Istruzioni per l'uso dell'inalatore dosatore

Pulizia:

Pulire l'esterno e l'interno del boccaglio una volta alla settimana con un panno asciutto (senza acqua).

Stoccaggio:

Non conservare a temperature superiori a 25°C e non esporre al sole o al gelo.

Inalazione corretta passo dopo passo



1 Prima di inalare, controllare il contatore di dosi, quindi rimuovere il cappuccio protettivo dal boccaglio e verificare che quest'ultimo sia privo di corpi estranei.



2 Espirare lentamente e a fondo – non respirare dentro l'inalatore.



3 Tenere l'inalatore con il pollice, l'indice o il medio (come raffigurato). Chiudere il boccaglio con le labbra e inclinare leggermente la testa all'indietro.



4 Premere la bomboletta con il principio attivo verso il basso per rilasciare lo spray, inspirando profondamente e lentamente attraverso la bocca.



5 Trattenere il respiro per 5-10 secondi o per tutto il tempo possibile senza sforzarsi. Infine rimuovere l'inalatore dalla bocca.



6 Espirare lentamente attraverso il naso o le labbra socchiuse (freno labiale). Infilare il cappuccio protettivo e controllare nuovamente il contatore di dosi, che ad ogni spruzzo diminuisce. Per un secondo spruzzo, tenere l'inalatore mezzo minuto circa in posizione verticale e ripetere i passi da 2 a 6.